




Obstetrische producten

Betrouwbaar en kosten effectief

Vruchtvliezenbreker

De vruchtvliezenbreker is voor de arts en verloskundige een veilige en handig instrument voor het breken van het vruchtvlies. Het is een comfortabele methode om in 1 handeling de vruchtvliezen te breken. Elke vruchtvliezen breker ondergaat een zorgvuldige inspectie om u ervan te verzekeren dat elk product aan hoge kwaliteitseisen voldoet en dat de vruchtvliezenbreker die u voor de procedure pakt ook de enige is die u nodig zult hebben.

- Afgeronde en veilige punt om het vruchtvlies te perforeren zonder moeder en kind te verwonden.
- Disposable, gesteriliseerd en per stuk verpakt.
- 26.5 cm lang met ergonomisch gevormde zijden en geruwd oppervlak voor een trefzeker hanteren.



Navelstrengklem

De precisie-navelstrengklem is hygiënisch, veilig en betrouwbaar in gebruik. Na de geboorte kan hiermee de navelstrengklem worden afgeklemd om bloedverlies bij de pasgeborene te voorkomen.

- Veilig disposable artikel, steriel per stuk verpakt, eenvoudig te hanteren.
- De geribbelde oppervlakken aan weerszijden voorkomt dat de klem verschuift tijdens het gebruik.
- Blijft absoluut dicht en blijft dezelfde druk uitoefenen ongeacht de diameter en het indrogen van de navelstreng.
- De bescherming bij het scharnier houdt de navelstreng tussen de getande vlakken en blijft deze fixeren.
- De buitenzijde is vlak, zodat de klem niet blijft haken in de kleding van de pasgeborene of het beddengoed.



Navelklemknipper

De navelklemknipper is ontwikkeld om het speciaal geconstrueerde scharnier van de navelklem te openen en van de baby te verwijderen.

- Veilig en eenvoudig te hanteren.
- Het afgedekte snijvlak beschermt de baby tegen verwonding.
- Disposable ter voorkoming van kruisinfecties.



Urine opvangsysteem

De pvc-vrije urine opvangsysteem is de beste keuze qua comfort en bescherming en ontzien de tere huid. Het slimme urine opvangsysteem is heel geschikt voor baby's en kinderen ongeacht leeftijd en geslacht. Het urine opvangsysteem heeft dubbele kamers zodat er geen urine kan teruglopen.

- Verschillende vormen en maten, comfortabel en geschikt voor de mannelijke en vrouwelijke anatomie.
- Een standaard of een geperforeerde hechtstrook voor eenvoudig en precies aanbrengen.
- Een geperforeerde hechtstrip zorgt voor eenvoudige verwijderen zonder achterlaten lijmresten.
- Het opvangsysteem zorgt door de dubbelekamers ervoor dat er geen urine kan teruglopen en voorkomt zo huidirritatie.
- Om het urinemonster veilig naar het lab te sturen hoeft alleen de hechtstrook te worden dichtgeplakt.

200 ml pediatrisch




100 ml pasgeboren




10 ml prematuur



geperforeerde plakstrook



standaard plakstrook



Circumcisie instrument

Het circumcisie instrument heeft een uniek ontwerp, het voorkomt dat er onderdelen kwijtraken of verkeerd gemonteerd worden, wat met reusable instrumenten zeker geen uitzondering is. Het gebruik van het circumcisie instrument, biedt gebruiksgemak voor de specialist en veiligheid voor de patiënt. Door eenmalig gebruik zijn er geen kosten voor sterilisatie. Dit disposable instrument bij circumcisie vergemakkelijkt de nazorg bij de patiënt.

- Visuele controle is door de transparante kunststof altijd mogelijk.
- Een schone excisielijns draagt bij aan een snelle wondgenezing.
- Geen speciale verbandmiddelen meer nodig.
- Geribbelde greep voor een trefzeker hanteren.
- Disposable, steriel per stuk verpakt, verkrijgbaar in 6 verschillende formaten.





Mother & Child



Suction Technology



Neonatal Care



Pressure Ulcer Management

03.2015

Ardo medical Benelux B.V.
Liesbosch 12 Z
3439 LC Nieuwegein
Nederland

T +31 30 280 42 42
F +31 30 288 32 35
info@ardomedical.nl
www.ardomedical.nl

Ardo medical AG
Gewerbstrasse 19
6314 Unterägeri
Schweiz

T +41 41 754 70 70
F +41 41 754 70 71
info@ardo.ch
www.ardo.ch

