

# CLINICARE PUMPSET

KOLFSET VOOR EENMALIG GEBRUIK OF 24 UUR VOOR ZIEKENHUIZEN



## 5 goede redenen voor de Clinicare kolfset

- ✓ Voor eenmalig gebruik of voor 24 uur (8 x per dag)
- ✓ Per stuk steriel verpakt
- ✓ Los kolfstelsel voor eenmalig gebruik met in de borstschelp geïntegreerde hygiënische barrière
- ✓ Uitmuntend hygiëne- en veiligheidsniveau
- ✓ Eenvoudig in het gebruik

# CLINICARE PUMPSET

KOLFSET VOOR EENMALIG GEBRUIK OF 24 UUR VOOR ZIEKENHUIZEN



De Clinicare kolfset is geschikt voor het effectief en zacht afkolven van moedermelk. De set kan zowel voor eenzijdig als voor dubbelzijdig afkolven worden gebruikt. De Clinicare kolfset is speciaal ontwikkeld voor de Carum borstkolf.

## Tijdwinst


De Clinicare kolfset, die bestaat uit enkele onderdelen, kan snel in elkaar worden gezet en is eenvoudig in het gebruik. Het gebruik van de Clinicare kolfset is vlot uitgelegd en als beroepskracht wint u daarmee kostbare tijd.

## Weinig inspanningen

De steriele Clinicare kolfset kan meteen worden gebruikt, dus zonder dat het eerste gebruik moet worden voorbereid. Bovendien kan de moeder haar persoonlijke kolfset bij meervoudig gebruik zelf reinigen. Dat kost u als beroepskracht aanzienlijk minder inspanningen.

## Uitmuntend hygiëne- en veiligheidsniveau

De Clinicare kolfset is steriel verpakt, eenvoudig te reinigen en ontworpen voor één moeder.



Bovendien functioneert de Clinicare kolfset met een gesloten afkolfsysteem, gebaseerd op de bewezen "Vacuum Seal"-techniek van Ardo. De hygiënische barrière direct in de borstschelp beschermt de moedermelk en de borstkolf tegen verontreiniging en kruisbesmetting. De Clinicare kolfset biedt een uitstekend hygiëne- en veiligheidsniveau voor uw ziekenhuis.

# ARDO KOLFSETS

VOOR ELKE BEHOEFTE



		Clinicare Pumpset	One Mum Pumpset 72 h	Clinic Pumpset
Reinheidsgraad	steriel	✓	✓	
	niet steriel			✓
Toepassing	1x	✓		
	≤ 24 h	✓		
	≤ 72 h		✓	
	> 72 h			✓
Aantal gebruikers		één moeder	één moeder	meerdere moeders
Fles				✓
Afmetingen	Ø in mm	26   31	22   26   28   31   36	22   26   28   31   36

(Ø 22 verkrijgbaar vanaf april 2017)

# CLINISTORE

GESTERILISEERDE WEGWERPFLESSEN VOOR ZIEKENHUIZEN



## Kies slim – kies Clinistore

- ✓ Afkolven-bewaren-voeden
- ✓ Eenmalig gebruik
- ✓ Gamma-gesteriliseerd
- ✓ Compatibel met alle Ardo kolfsets
- ✓ Vier maten: 50 ml, 80 ml, 120 ml, 240 ml

Ardo medical AG  
Gewerbstrasse 19  
6314 Unterägeri  
Switzerland  
T +41 (0) 41 754 70 70  
www.ardo.ch

Ardo medical Benelux BV  
De Liesbosch 12 Z  
3439 LC Nieuwegein  
Nederland  
T +31 30 280 42 42  
www.ardomedical.nl

